



Handske størrelses indikator

Brugsanvisning

- 1 Placer din højre hånd med let spredte fingre som vist på tegningen. Din pegefinger skal flugte med den stiplede linje.
- 2 Roden af tommelfingeren skal placeres korrekt, som på den viste hånd. Størrelsen er angivet på baggrund af din hånds bredde.
- 3 Aflæs hvilken handskestørrelse du skal benytte ud fra de farvede streger.

Denne størrelsesangivelse er vejledende. Det korrekte valg af handsker kan variere fra det viste, da handskestørrelserne kan variere fra model til model.

